




## neoLab® Handrefraktometer Universal, 0-80% Brix

### Product Images

---



## Beschreibung

---

**Universal-Refraktometer** mit sehr breiter Skala zur Präzisionsbestimmung des Zuckergehalts in jeder Produktart. Skalenwahl von 0 bis 80% Brix.

## Zusätzliche Informationen

---

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                  | 7-0101            |
| Hersteller (Marke)             | neoLab            |
| EAN                            | 4058072027049     |
| Breite                         | 40 mm             |
| Höhe                           | 27 mm             |
| Länge                          | 180 mm            |
| Tiefe                          | 180 mm            |
| Gewicht                        | 0.22 kg           |
| Anzahl Skalen                  | 2                 |
| Refraktometer misst            | Zuckergehalt      |
| Messgrößen Zuckergehalt        | % Brix            |
| Präzision                      | 1% Brix           |
| Refraktometer ist geeignet für | Flüssigzucker     |
| Skalenbereiche Zuckergehalt    | 0 bis 80% Brix    |
| Typ Refraktometer              | Handrefraktometer |

