



neoLabLine neoMix ohne Kühlfunktion

Product Images



Beschreibung

neoMix ohne Kühlfunktion für Temperier- und Mischaufgaben im Labor. Austauschbare Reaktionsblöcke passend für Gefäße von 0,2 bis 50 ml bzw. für Multiwellplatten.

Temperaturbereich jeweils bis +100°C, dabei liegt die Blocktemperaturhomogenität bei < +0,5°C.

Das Gerät verfügt über ein hinterleuchtetes Display mit Klartextanzeige.

Lieferung OHNE Temperierblock !

Für den Betrieb des Thermoschüttlers wird als Zubehör ein Temperierblock (7-0922 bis 7-0934) benötigt.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	7-0921
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072162238
Drehzahl MAX	1500 U/Min
Farbe	gelb
steril	Nein
Breite	280 mm
Höhe	170 mm
Länge	220 mm
Tiefe	220 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	8.5 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C
Schüttler Eigenschaften	programmierbar mit stufenloser Drehzahlregelung mit Timer mit Shortmix-Funktion mit Drehzahlüberwachung mit Dauerfunktion
Amplitude	2 mm
Auflösung °C	1 °C
Bewegung	vibrierend kreisend
Drehzahl MIN	200 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Leistung	85 W
Temp.-Genauigkeit	+/- 0.3 °C
Heizrate	9 °C/ Min
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	70.0 %
Temp MIN unter Umgebungstemperatur	5 °C
Typ Schüttler	Thermoschüttler

