



## KERN Analysenwaage ADB, 120 g

### Product Images

---



## Beschreibung

---

- KERN ADB 600-C3: Kompakte, platzsparende Karatwaage mit einer Ablesbarkeit von 0,001 ct und einem Wägebereich von 600 ct. Die hohe Genauigkeit spart überall dort bares Geld, wo wertvolle Edelsteine gewogen werden
- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wäageergebnisse
- Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	KP-0395
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072125349
Farbe	hellgrau grau
Breite	230 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	310 mm
Ablesbarkeit	0.0001 g
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	7.2 kg
Reproduzierbarkeit	0.0002 g
Typ Schnittstelle	RS232
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wä geeinheiten mit interner Kalibrierung mit Windschutz mit Schnittstelle mit GLP-Funktionen
Energieversorgung	Batterie Stromnetz
Form Wä geplatte	rund
Material Wä geplatte	Edelstahl
Typ Kalibrierung	auf Knopfdruck
Wä gebereich MAX	120 g
Hersteller	KERN
Typ Waage	Analysewaage
Wä geeinheiten	ct lb oz

