




## KERN Analysenwaage ADB, 120 g

### Product Images

---



### Beschreibung

---

- KERN ADB 600-C3: Kompakte, platzsparende Karatwaage mit einer Ablesbarkeit von 0,001 ct und einem Wägebereich von 600 ct. Die hohe Genauigkeit spart überall dort bares Geld, wo wertvolle Edelsteine gewogen werden

- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wäageergebnisse
- Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung

## Zusätzliche Informationen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Artikelnummer        | KP-0399   |
| Hersteller (Marke)   | KERN  |
| EAN                  | 4058072125363   |
| Farbe                | hellgrau grau   |
| Breite               | 205 mm  |
| Höhe                 | 310 mm  |
| Tiefe                | 310 mm  |
| Ablesbarkeit         | 0.001 ct  |
| Bedienung über       | Folientastatur  |
| Gewicht              | 6.1 kg  |
| Reproduzierbarkeit   | 0.002 ct  |
| Typ Schnittstelle    | RS232   |
| Waagen Eigenschaften | mit umschaltbaren Wägeeinheiten mit interner Kalibrierung mit Windschutz mit Schnittstelle mit GLP-Funktionen |
| Energieversorgung    | Batterie Stromnetz  |
| Form Wägeplatte      | rund  |
| Material Wägeplatte  | Edelstahl   |
| Typ Kalibrierung     | auf Knopfdruck  |
| Wägebereich MAX      | 120 g   |
| Hersteller           | KERN  |
| Typ Waage            | Analysewaage  |
| Wägeeinheiten        | ct lb oz  |

