



KERN Präzisionswaage EMS, 12 kg

Product Images



Beschreibung

Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte, ableitfähig lackiert Besonders flache Bauweise Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-

Display Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Pröfgewichte gegen Mehrpreis Windschutz serienmäÙig für Modelle mit WäÙeplattengröÙe Ø 105 mm, WäÙeraum B×T×H 145×145×65 mm

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KP-4068
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645844003
EAN	4058072137342
Farbe	hellgrau grau
Ablesbarkeit	0.1 g
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	1.87 kg
Reproduzierbarkeit	0.1 g
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren WäÙeeinheiten
WäÙebereich MAX	12 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

