



KERN Präzisionswaage PCD, 10 kg

Product Images



Beschreibung

- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KP-5343
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072148713
Farbe	hellgrau grau
Ablesbarkeit	1 g
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	2.47 kg
Reproduzierbarkeit	1 g
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	10 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

