



KERN Tischwaage FCB, 8 kg

Product Images



Beschreibung

Zweitanzeige an der Waagerrückseite PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.) Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KP-4183
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072138325
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	0.0001 kg
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	0.0001 kg
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	8 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Tischwaage

