



KERN Zählwaage CFS, 30 kg

Product Images



Beschreibung

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts Checkweighing: ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren Über Tastenblock programmierbar: - gewünschte Referenzstückzahl - bekanntes Referenzgewicht Drei Displays für Gewichtsanzeige Referenzgewicht, Gesamtstückzahl Fill-to-target-Funktion Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein Signal angezeigt PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z. B. mit Wägebrücken KFP V20 Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KP-0096
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072124588
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	0.0005 kg
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	0.0005 kg
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	30 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Zählwaage

