



KERN Zählwaage CFS, 6 kg

Product Images



Beschreibung

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts Checkweighing: ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren Über Tastenblock programmierbar: - gewünschte Referenzstückzahl - bekanntes Referenzgewicht Drei Displays für Gewichtsanzeige Referenzgewicht, Gesamtstückzahl Fill-to-target-Funktion Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein Signal angezeigt PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z. B. mit Wägebrücken KFP V20 Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KP-0099
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072124618
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	0.0001 kg
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	0.0001 kg
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	6 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Zählwaage

