



Julabo DYNEO DD Einhängethermostat

Product Images



Beschreibung

DYNEO DD Einhängethermostate stehen für maximale Flexibilität. Sie werden mit einer stabilen und robusten Badklammer geliefert und können an beliebigen Badgefäßen mit bis 50 Liter montiert werden. Die Einhängethermostate werden für interne und externe Temperierung verwendet und decken einen Arbeitstemperaturbereich von +20 °C bis +200 °C ab. Das mehrsprachige 3,5 Zoll Farbdisplay und der einzigartige Drehknopf bieten eine einfache und intuitive Bedienung. Kühltülle: Zubehör Pumpenfunktion: Druckpumpe Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Für interne und externe Applikationen - Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe - Förderstrom 27 l/min, Förderdruck 0.7 bar - Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung - Großes farbiges TFT-Display, mehrsprachige Bedienoberfläche - Einfache Bedienung über zentralen Drehknopf (Controller) - Integrierter Programmgeber - Externer Pt100-Anschluss integriert - USB-Anschluss - RS232-Schnittstelle (optional) oder Analoge Schnittstellen (optional) - Flexible Montage - Für interne und externe Anwendungen Leistungsdaten: Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühltülle oder JULABO Eintauchkühler verwenden.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	JN-0658
Hersteller (Marke)	Julabo
VGKL Nummer	103590100
EAN	4058072847104
Nettogewicht	2.50000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

