



Julabo FK30-SL Kalibrier-Thermostat

Product Images



Beschreibung

Die Kalibrier-Thermostate auf dieser Kategorie eignen sich dank der zusätzlich integrierten Kältemaschine auch für Kalibrieraufgaben bis -30 °C. Bei allen Modellen ist der Baddeckel mit Öffnungen und Viton®-Durchführungen bereits im Lieferumfang enthalten. Kühltasche: nicht verfügbar Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 12 Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienung im Klartext - ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend - TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens - Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte - Höchste Temperaturkonstanz bis zu ± 0.005 °C (± 0.02 °C bei +200 °C) - Temperatur-Homogenität besser als ± 0.01 °C - Pt100 Externfühler für Referenztemperaturmessungen optional erhältlich - Temperierkammer mit niveaubegrenztem Überlauf Lieferumfang: Inklusive Baddeckel mit sieben Öffnungen Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	JN-0457
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072847937
Nettogewicht	48.00000 kg
Temp MAX	200 °C
Temp MIN	-30 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

