



## Julabo FT900 Eintauchkühler

### Product Images

---



## Beschreibung

---

JULABO Eintauchkühler werden vorwiegend zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturwerte eingesetzt. Ein weiterer Vorteil der JULABO Eintauchkühler ist die geringe Stellfläche, die eine platzsparende Aufstellung ermöglicht. JULABO Eintauchkühler sind eine kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Kühlung mit Leitungswasser. Aufgrund der einfachen Bedienung und Handhabung empfiehlt sich diese Geräteserie für vielfältige Kühlaufgaben. Produktmerkmale: - Rasches Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturen - Gegenkühlung von Flüssigkeiten in Verbindung mit Wärmethermostaten - Vermeidung von unnötigem Kühlwasserverbrauch - Kompakte Bauweise, dadurch geringer Stellflächenbedarf - Einfachste Handhabung - Als Trockeneisersatz geeignet Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	JN-0527
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072848750
Nettogewicht	57.50000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

