



Julabo SL-14K Kalibrier-Thermostat

Product Images



Beschreibung

JULABO Kalibrier-Thermostate sind ideal zur hochgenauen Kalibrierung von Sensoren, Messgeräten, Thermometern etc. Die Geräte sind für Anwendung in DKD-Labors und für Anforderungen nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Kühlturbine: integriert Badgefäß:

Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 12 Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienerführung im Klartext - ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend - TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens - Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte - Höchste Temperaturkonstanz bis zu ±0.005 °C (±0.02 °C bei +200 °C) - Temperatur-Homogenität besser als ±0.01 °C - Pt100 Externfühler für Referenztemperaturmessungen optional erhältlich - Temperierkammer mit niveaubegrenztem Überlauf Leistungsdaten: Bei Temperieraufgaben um +50 °C kann je nach Umgebungstemperatur und verwendeter Temperierflüssigkeit die Verwendung der Kühlschlange notwendig werden. Lieferumfang: Inklusive Baddeckel mit sieben Öffnungen

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	JN-0455
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072847913
Nettogewicht	20.00000 kg
Temp MAX	300 °C
Temp MIN	50 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

