



tec-lab® Temperaturlogger für CX 100

Product Images



Beschreibung

Temperaturlogger für Kryoversandbehälter LN2 Best.-Nr. C-7558 Passend für CX 100

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	TL-0033
Hersteller (Marke)	tec-lab
alte neoLab ArtikelNr.	C-7558
EAN	4058072373511
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-199 °C
geeignet für	Kryoversandbehälter (LN2)
Typ Schnittstelle	USB
Messgenauigkeit °C	3 °C

