



tec-lab Temperaturlogger für CXR 500

Product Images



Beschreibung

Temperaturlogger für Kryoversandbehälter LN2 Best.-Nr. C-7557 Passend für CXR 500

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	TL-0034
Hersteller (Marke)	tec-lab
alte neoLab ArtikelNr.	C-7557
EAN	4058072373528
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-199 °C
geeignet für	Kryoversandbehälter (LN2)
Typ Schnittstelle	USB
Abbildung	2
Messgenauigkeit °C	3 °C

