



## tec-lab Temperaturlogger für CXR 100

### Product Images

---



### Beschreibung

---

Temperaturlogger für Kryoversandbehälter LN2 Best.-Nr. C-7556 Passend für CXR 100

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	TL-0035
Hersteller (Marke)	tec-lab
alte neoLab ArtikelNr.	C-7556
EAN	4058072373535
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-199 °C
geeignet für	Kryoversandbehälter (LN2)
Typ Schnittstelle	USB
Abbildung	6
Messgenauigkeit °C	3 °C

