



neoLab® Laborthermometer

Product Images



Beschreibung

Das kostengünstige Laborthermometer zur Überwachung von Kühl- und Gefrierschränken im Labor. Mit dem Hi-Lo-Alarm lassen sich Temperaturabweichungen während der Lagerung detektieren.

- optischer und akustischer Alarm
- °C/°F-umschaltbar
- wasserdicht
- 1-Sekundenmesstaktrate
- großes Display
- inkl. Tauchfühler mit ca. 300 cm Kabel
- inkl. Befestigungsclip, Magnet + Tischständer
- inkl. Batterie

Technische Daten:
Sensor: NTC

Messbereich: -40°C bis +70°C
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: ±0,5°C (bei -20°C bis +25°C), sonst ±1°C
Abmessungen (LxBxH): 86 x 57 x 30 mm
Fühlerrohr (LxD): 30 x 5 mm
Gewicht: 100 g

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	2-5682
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072069902
Farbe	Weiß
Temp MAX	70 °C
Temp MIN	-40 °C
Breite	57 mm
Höhe	30 mm
Länge	86 mm
Tiefe	86 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	100 g
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	wasserdicht mit Maxima-/Minima-Funktion mit Außensensor mit Alarmfunktion inklusive Batterien/Akku
Auflösung °C	0.1 °C
Anwendung Thermometer	(Tief-)Kühlschrank
Energieversorgung	Batterie
Funktionsweise	elektronisch
Typ Fühler	Tauchfühler mit Kabel
Messeinheit	°C °F
Messgenauigkeit °C	0.5 °C
Typ Thermometer	Digital-Thermometer (Tief-)Kühlschrank-Thermometer

