



## neoLab® Triple-Timer, Timer, Uhrzeit, Stoppuhr

### Product Images

---



## Beschreibung

---

3 unabhängige Count-Down-Timer mit simultanen LCD-Displays.

- Laufzeit 20 Stunden, Sekundenschritte
- Akustischer Alarm, Dauer 60 Sekunden
- Automatischer "Count-Up" nach Erreichen der "Null"-Zeit
- Memory-Funktion für unterschiedliche Zeit-Intervalle
- Alternativ-Anzeigen: Uhrzeit, Stoppuhr (Anzeige 1/100 Sek.)
- inklusive Batterie

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	2-1992
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072059279
Farbe	Weiß
Form	rechteckig
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Countup-Funktion/Stoppuhr mit Countdown-Funktion/Kurzzeitmesser mit Additionsfunktion inklusive Batterien/Akku
Anzahl Kanäle/ Timer	3
Funktionsweise	elektronisch
Typ Batterie	Batterie
Typ Uhr	Kurzzeitmesser/ Timer. digital

