



Bürkle Probenschaufel, langer Griff, 100ml,PS,weiß,steril

Product Images

Beschreibung

Die Probenschaufel ist für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten einsetzbar. Dabei ermöglicht der lange Stiel auch größere Gebinde mit wenig Inhalt zu beproben oder durch schmale Öffnungen zu gelangen. Mit der geraden Unterkante der Schaufel lässt sich Medium direkt vom Boden des Behälters aufnehmen. Die Einwegschaufel eignet sich für die sensiblen Bereiche der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. PS, weiß Einzeln verpackt und optional sterilisiert Grifflänge 300 mm Für den Einmalgebrauch Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7) Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KL-2259
Dual Use Kennzeichen	false
Hersteller (Marke)	Bürkle
EAN	4058072625429
Nettogewicht	0.56400 kg
Material	Polystyrol (PS)
Ursprungsland	Deutschland
Volumen	100 ml
steril	Ja
Zolltarifnummer	39269097
Länge	415 mm

