



neoLab® Elektronik-Schraubendreher-Satz, 7-teilig

Product Images



Beschreibung

Mit Feinschraubgriff, roter Zentrierknopf drehbar.

Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Spezial-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Schwarze Spitze.

Schlitz-Schraubendreher mit 1,5 / 2,0 / 2,5 und 3,0 mm.

Kreuz-Schraubendreher Größe PH 00, Größe PH 0 und Größe PH 1.

Deutsches Markenfabrikat.

Satz mit 7 Stück.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	2-2607
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072068295
Material	Edelstahl
Werkzeuge Eigenschaften	im Set für Phillips-Kreuzschlitz
Funktionsweise	mechanisch
Anzahl Teile im Set	7
Breite Schlitzschraubendreher	1.5 mm 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm
Größe Kreuzschraubendreher	PH 00 PH 0 PH 1
Typ Schraubendreher/ -schlüssel	Schlitzschraubendreher Kreuzschraubendreher

