



Hirschmann® Dispenser Fixvolumen 2 ml

Product Images



Beschreibung

Hochpräziser, variabel einstellbarer Flaschendosierer zum reproduzierbaren Dosieren von Flüssigkeiten. Sehr einfache und sichere Volumeneinstellung durch Drehen des Skalenrings.

Dampfsterilisierbar bis 121°C, auch komplett montiert. Mit hochreinem Keramikkolben Al₂O₃. Der Keramikkolben garantiert: kein Abrieb, kein Quellen, keine thermischen Probleme. Ansaug- und Ausstoßschläuche aus PTFE.

Mit Qualitätszertifikat, konformitätsbescheinigt.

Lieferumfang

Komplett mit Schraubgewinde A 32 und Adaptern für A 28, 45 und S 40.

Zubehör: Vierkant-Flasche, braun (Best.-Nr. 3-0941 und 3-0942)

Dispenser-Flasche rund, braun (Best.-Nr. 3-0943)

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	NH-1307
Hersteller (Marke)	Hirschmann
alte neoLab ArtikelNr.	3-1501
EAN	4058072336509
Volumen MAX	2 ml
Volumen MIN	2 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit fixem Volumen mit Zertifizierung mit Rückdosierventil
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Hirschmann-ceramus classic
Teilung	0.05 ml
Lieferumfang	Hirschmann-ceramus® classic Flaschenaufsatzdispenser fix oder variabel, Flaschenadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Material Ventulfeder	Edelstahl
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.006
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) Kalibrierzertifikat vom Hersteller
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.002
für Gewinde/DM	GL 32 GL 45 S 40
justiert auf	"ex"

