



sunlab® Flaschenaufsatzdispenser, mechanisch, 0.5-5 ml

Product Images



Beschreibung

Der Sunlab® Flaschenaufsatzdispenser ist für ein breites Spektrum an Dosieraufgaben im Laborbereich geeignet. Durch seine hohe chemische Resistenz können die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel einfach dispensiert werden. Alle Teile, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, sind aus beständigen Kunststoffen (BSG, PTFE, FEP) gefertigt und autoklavierbar. Der Dispenser ist einfach zu reinigen. Verschiedene im Lieferumfang enthaltene Adapter für unterschiedliche Gewinde-Typen und -Größen machen den Sunlab® Flaschenaufsatzdispenser für eine Vielzahl an Flaschen und Gefäßen einsetzbar.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	D-8605
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072086381
Volumen MAX	5 ml
Volumen MIN	0.5 ml
steril	Nein
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Sunlab-Flaschenaufsatzdispenser
Teilung	0.1 ml
Ersatzteil	D-8651 D-8652
Lieferumfang	Sunlab® Flaschenaufsatzdispenser, Flaschenaufsatzadapter 1 x S40, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x GL25, 1 x Ausstoßkanüle, 1 x Ansaugrohr, Bedienungsanleitung
Material Ventildfeder	Platin Iridium
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.005
Sunlab® Modellnummer	Flaschenaufsatzdispenser SU1605
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.001
für Gewinde/DM	GL 45 GL 32 GL 28 GL 25 S 40
justiert auf	"ex"

