



## neolabLine Tauchpipette 10 ml

### Product Images

---



### Beschreibung

---

Zur Probennahme aus großen Behältnissen, zur schnellen und einfachen Entnahme fest definierter Volumina. Pipetten eintauchen und den Hohlkörper füllen lassen. Durch Kippen wird die Probe entleert.

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	SE-0961
Hersteller (Marke)	neoLabLine
alte neoLab ArtikelNr.	2-5701
EAN	4058072004798
DM	17 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	10 ml
Länge	270 mm
Typ Flüssigkeitssammler	Tauchpipette
Typ Probennehmer	Flüssigkeitssammler
für Medium	Flüssigkeiten

