



neoLabLine Tauchpipette 25 ml

Product Images



Beschreibung

Zur Probennahme aus großen Behältnissen, zur schnellen und einfachen Entnahme fest definierter Volumina. Pipetten eintauchen und den Hohlkörper füllen lassen. Durch Kippen wird die Probe entleert.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	SE-0977
Hersteller (Marke)	neoLabLine
alte neoLab ArtikelNr.	2-5703
EAN	4066292683624
DM	28 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	25 ml
Länge	305 mm
Typ Flüssigkeitssammler	Tauchpipette
Typ Probennehmer	Flüssigkeitssammler
für Medium	Flüssigkeiten

