



neoLab® Line Pipettierhelfer, gelb

Product Images



Beschreibung

Mit dem neuen Pipettierhelfer neoPipettor haben Sie das Pipettieren sicher im Griff. Komfortables Arbeiten mit Glas oder Kunststoffpipetten von 0,1 ml bis 100 ml Volumen. Austauschbare Membranfilter 0,45 µm zur Minimierung des Risikos von Kontaminationen. Die Geschwindigkeit für die Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe lässt sich stufenlos einstellen.

- Ergonomisch geformter Griff mit leichtgängigen Bedienungsknöpfen
- Komfortables und müheloses Pipettieren
- Geringes Gewicht nur 200 g
- Stufenlose Bedienungsknöpfe für präzises und kontrolliertes Pipettieren
- Modernes Design
- Schnurloses Arbeiten (8 Stunden ohne Aufladen)
- Schnelle Wiederaufladezeit innerhalb 2-3 Stunden

- Leiser Hochleistungsmotor
- Stufenlose Einstellung der Geschwindigkeit
- Weicher geriffelter Silikonadapter zur einfachen Aufnahme der Pipetten

Lieferumfang:

- Ladegerät
- Tischständer
- Lithium-Ionen-Akku

Produktvideo:

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	DK-0111
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	D-6018
EAN	4058072981228
Farbe	gelb
steril	Nein
geeignet für	Pipetten
Pipettierhelfer Eigenschaften	mit stufenloser Drehzahlregelung mit Membranfilter mit Ladestation
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	Akku
Funktionsweise	elektrisch
für Pipetten mit Volumen	bis 100 ml
Ersatzteil	D-6028 D-6026 D-6029 D-6027
Typ Pipettierhilfe	elektrisch

