



neoLab® Einmal-8-Kanal-Transferpipette, unsteril, 25 St./Pack

Product Images



Beschreibung

Einmal-8-Kanal-Transferpipette

Schnell und einfach können mit der einzigartigen 8fach-Einmal-Transferpipette Mikrotiterplatten gewaschen oder Medien transferiert werden.

Ohne Gebrauch von Pipettenspitzen oder Pipettoren können einfachste Pipettierungen vorgenommen werden.
Probenentnahme oder Befüllen von Mikrotiterplatten ohne großen Aufwand.
Pro Kanal können 600µl pipettiert werden.
Unsteril.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	7-4900
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041281
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Volumen	0.6 ml
geeignet für	Mikrotiterplatten
Anzahl Kanäle	8
Funktionsweise	mechanisch

