



Vitlab Pipettierhilfe blau, 2 ml

Product Images



Beschreibung

Eignet sich besonders für Pipetten, die bis in die Spitze kalibriert sind.

- ansaugen des Mediums durch Drehung eines Rändelrädchens
- Schnellentleerung durch Druck auf einen kleinen Hebel
- weicher, elastischer Flansch mit Gewindemanschette zur sicheren Befestigung der Pipetten
- leicht zu demontieren und zu reinigen
- Größen nach Farben codiert

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	LV-0491
Hersteller (Marke)	Vitlab
alte neoLab ArtikelNr.	6-2300
EAN	4058072292737
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Messpipetten Vollpipetten
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
für Pipetten mit Volumen	bis 2 ml

