



## Vitlab Pipettierhilfe rot, 25 ml

### Product Images

---



## Beschreibung

---

Eignet sich besonders für Pipetten, die bis in die Spitze kalibriert sind.

- ansaugen des Mediums durch Drehung eines Rändelrädchens
- Schnellentleerung durch Druck auf einen kleinen Hebel
- weicher, elastischer Flansch mit Gewindemanschette zur sicheren Befestigung der Pipetten
- leicht zu demontieren und zu reinigen
- Größen nach Farben codiert

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	LV-0493
Hersteller (Marke)	Vitlab
alte neoLab ArtikelNr.	6-2302
EAN	4058072292751
Farbe	rot
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Messpipetten Vollpipetten
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
für Pipetten mit Volumen	bis 25 ml

