



Bürkle Sicherheits-Pipettierball, grün, Pipetten bis 100ml

Product Images

Beschreibung

Peleusball, einfacher Pipettierhelfer. Die Evakuierung erfolgt durch ein Automatik-Ventil. Durch Drücken auf die Ventile wird die Flüssigkeit angesaugt, abgelassen oder ausgeblasen. Das herausnehmbare Automatik-Ventil ermöglicht außerdem eine effektive Innenreinigung. Für alle Pipetten bis 100 ml In verschiedenen Farben erhältlich

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KL-1271
Dual Use Kennzeichen	false
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	100475406
EAN	4058072271831
Nettogewicht	0.04850 kg
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Zolltarifnummer	40149000

