




neoStapelRack® Rack zum Aufeinanderstecken, weiß

Product Images



Beschreibung

Einzelement für neoStapelRack®

Passend für die gängigen Standard-Kryo-Lagerboxen mit 50-53 mm Höhe.

An den Seitenwänden und am Boden sind große Öffnungen zur besseren Kälte- oder Wärme-Übertragung.

Jede Stapelplattform hat vorne eine halbmondförmige Aussparung zur leichteren Entnahme der Lagerboxen.

Maße Grundelement außen:

146 x 150 x 58 mm (B x T x H)

Maße Grundelement innen:

140 x 147 x 55 mm

Material: PC weiß, autoklavierbar

Temperaturbeständig von -130°C bis +130°C

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	2-2999
Hersteller (Marke)	neoStapelRack
EAN	4058072000110
Farbe	Weiß
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	150 mm
Breite/innen	140 mm
Höhe	58 mm
Höhe innen	55.0 mm
Länge	146 mm
Tiefe	146 mm
geeignet für	Kästen/Boxen
Länge innen	147 mm
Gestelle Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar
TBST MAX	130 °C
TBST MIN	-130 °C
Anzahl Fächer in der Höhe	1
Anzahl Fächer in der Tiefe	1
Anzahl Fächer in der Länge	1
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Maximale Breite Box	140 mm
Maximale Höhe Box	53 mm
Maximale Länge Box	147 mm

