



## CellCamper® Alublock 35x2,0 ml Kryovials

### Product Images

---



### Beschreibung

---

Die CellCamper Alublöcke sind passend für den CellCamper Maxi und Midi. Generell sind diese Alublöcke einsetzbar bei Temperaturen von -196 bis über 100°C. Die Temperaturverteilung über

den gesamten Block ist sehr gleichmäßig und weicht nur um +/- 0,1 °C ab. Alle Alublöcke lassen sich leicht mit Seifenlaugen oder Alkoholen reinigen und sind stabil unter UV-Licht.

**Kapazität: 35x2,0 ml Kryovials**

## Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	2-3722
Hersteller (Marke)	CellCamper
EAN	4058072090104
Farbe	dunkelgrau
Material	Aluminium
Breite	94 mm
Form	rechteckig
Höhe	38 mm
Länge	135 mm
Tiefe	135 mm
geeignet für	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
DM Bohrung	12.5 mm
für Gefäße mit Volumen bis	2 ml
Plätze (BxL)	5 x 7
für Gefäße mit DM bis	12.5 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Kryoröhrchen

