



Bürkle Abtropfgestell, BxH 600x600 mm

Product Images

Beschreibung

Das Abtropfgestell kann einfach und flexibel auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche abgestellt werden. Zwei große Standfüße mit breiten Standflächen sorgen für ausgezeichnete Stabilität. Das Abtropfgestell kann beidseitig genutzt werden und bietet somit die doppelte Aufhängfläche. Zum Entleeren der Auffangwanne kann diese einfach herausgenommen werden. Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen des Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden und sind jederzeit wieder umsteckbar. In Kombination mit den verschiedenen langen Aufsteckstäben (60 mm, 100 mm und Verlängerung auf 150 mm Länge) kann das Abtropfbrett an jegliche zu trocknende Geräte angepasst werden. Abtropfbrett und Abtropfgestell sind lieferbar in drei verschiedenen Größen: 40x40 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (5 Stück), 100 mm (26 Stück) und Verlängerung 150 mm (2 Stück) 50x50 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (10 Stück), 100 mm (39 Stück) und Verlängerung 150 mm (4 Stück) 60x60 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (15 Stück), 100 mm (56 Stück) und Verlängerung 150 mm (6 Stück) Verlängerung Art.-Nr. 9640-0415 ist nur mit Aufsteckstab Art.-Nr. 9640-0410 einsetzbar. Erhältlich als: Abtropfbrett inkl. Wandmontageset (Schrauben, Dübel), optional mit abnehmbarer Ablaufrinne inkl. Drainageanschluss und Ablaufschlauch (Ableitung des Abtropfwassers ins Laborbecken) Abtropfgestell mit Tischaufsteller und Auffangwanne Flexibel und beidseitig einsetzbar Abtropfbrett PVC, Aufsteckstäbe PP Inkl. Schlüssel für die Aufsteckstäbe

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KL-1776
Dual Use Kennzeichen	false
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	100453061
EAN	4058072276621
Nettogewicht	5.62000 kg
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Breite	600 mm
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	600 mm

