



neoLab® Augenspülflasche mit Kippventil

Product Images



Beschreibung

Zur sofortigen Spülung der Augen nach Verätzungen.
Spülsitz direkt an die Augen setzen und Flasche quetschen.
Über einen Abflusskanal wird verbrauchte Flüssigkeit abgeleitet.

- Fassungsvermögen: ca. 620 ml
- Bitte immer darauf achten, daß die Spülflüssigkeit nicht verunreinigt ist
- Augenspülflasche wird ohne Inhalt geliefert

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	1-3055
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072034931
Farbe	transparent (milchig)
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	620 ml
Duschen und Augenspülung Eigenschaften	mit geformter Augenschale

