



neoLab® Druckluftspray Super, 200 ml

Product Images



Beschreibung

Ölfreies Druckluftspray zum Entfernen von großflächigen und hartnäckigen Staub- und Schmutzablagerungen von elektronischen Bauteilen oder Präzisionsinstrumenten.

Nicht brennbar.

Mit DEKRA-Prüfsiegel.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	1-6240
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072043148
Volumen	200 ml
Medium/ Konsistenz	Gas
Spezialreiniger zur Reinigung von (Gegenstände/ Geräte)	Bauteilen. elektronisch Laborgeräten
Typ Reinigungsmittel	Druckluftspray
abgefüllt in	Flasche mit Sprühverschluss/ Spray

