



## Dr. Weigert neodisher® Spülmaschinenreiniger A8

### Product Images



## Beschreibung

---

Pulverförmiger, alkalischer Intensivreiniger für die Spülmaschine.

Mit Aktivchlor, desinfizierend. Geeignet für alle üblichen Labormaterialien aus Glas, Keramik und Edelstahl (nicht jedoch für Alu, Eloxal, Leichtmetalllegierungen).

Entfernt mühelos Blut- und Serumrückstände, Eiweiß, Stärke, Fett und Öle, Pharmaka, Farben, Lacke, Gelatine und Gerbstoffe.

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	JH-0160
Hersteller (Marke)	Dr. Weigert
alte neoLab ArtikelNr.	1-6700
EAN	4058072261719
Gewicht	1 kg
Reinigungsmittel Eigenschaften	tensidfrei desinfizierend
Medium/ Konsistenz	Pulver
Typ Reinigungsmittel	Spülmaschinenreiniger
abgefüllt in	Flasche mit Schraubverschluss
pH-Bereich	alkalisch
pH-Wert	12.0 bis 12.8

