



neoLabLine Labothermol® S, 1 l

Product Images



Beschreibung

Farblose Silikonöl-Wärmeträgerflüssigkeit für den Einsatz in Ölbädern oder Schmelzpunktbestimmungsapparaten, zur schonenden Erwärmung und zur Vermeidung von Überhitzungen, farblos.
Einsatzbereich: 0°C bis +150°C,
mit Stabilisatorzusatz
Viskosität: bei 25°C: 1000 (cSt)
Flammpunkt nach DIN 51 758: über 250°C

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	1-6070
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072036485
Temp MAX	150 °C
Temp MIN	0 °C
Volumen	1000 ml

