



neolabLine Elektrodenhalter "Wendoflex"

Product Images



Beschreibung

Elektrodenhalter "Wendoflex"

Preiswerter Elektrodenhalter mit flexiblem Metallschlauch und Kunststoffklemmen für Elektroden bis $d = 10$ mm. 3 Halterungen. Durch den biegsamen Schlauch kann die Elektrode in jede gewünschte Position gebracht werden.

Gesamtlänge: 380 mm

Artikelnummer	2-4150
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072002275
geeignet für	Elektroden Thermometer
Anzahl Halter	1
Länge Stab/ Arm	380 mm
Material Stab/ Arm	Stahl verchromt
Stativtyp	Stativ mit flexiblem Arm
mit Haltern für	Elektroden Thermometer



Zusätzliche Informationen