



sunlab® Klammer für 200/250 ml

Product Images



Beschreibung

Klammern zur Fixierung von Erlenmeyerkolben verschiedener Volumina auf der Universalplattform des Sunlab Orbitalschüttlers.

Best.-Nr. D-8025: für 200/250 ml

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	D-8025
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072071035
Farbe	silber
Material	Edelstahl
geeignet für	Erlenmeyerkolben
für Gefäße mit Volumen bis	200 ml 250 ml
Material Klemme	Edelstahl
für Modell Schüttler/ Rotator	Sunlab Orbitalschüttler (D-8020)
zum Anklemmen an	Plattform für Schüttler

