




neoLab® Stativring 180 mm ø

Product Images



Beschreibung

Die **ecoLab Stativringe** aus pulverbeschichtetem Stahl sind robust und ideal zum Einhängen von Scheidetrichtern und anderen konischen Geräten geeignet. Suchen Sie sich den Ring mit dem passenden Durchmesser für Ihren Bedarf aus. So lassen sich Phasen sorgenlos über einen längeren Zeitraum trennen.

- 12 mm Stieldurchmesser

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	E-0137
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072121136
Farbe	silber
Material	Stahl verzinkt
Form	ringförmig. geschlossen
geeignet für	Scheidetrichter
Spannweite MAX	180 mm
Spannweite MIN	180 mm
für DM Stativstab MAX	12 mm
für DM Stativstab MIN	8 mm
zum Anklemmen an	Stativstäbe

