



# HiMedia Hinf I, 1000 U

## Product Images

## Beschreibung

Hi-Media Hinf I, 1000 U

## Zusätzliche Informationen

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Artikelnummer       | MBRE006-1000U  |
| Hersteller (Marke)  | Hi-Media       |
| HSNummer            | 38220000       |
| Transporttemperatur | Trockeneis     |
| Packung             | 1000 U         |
| Storage             | Raumtemperatur |
| steril              | Nein           |

