



## Nalgene® LDPE-Probenbeutel

### Product Images

---



# Beschreibung

Nalgene™ LDPE-Probenbeutel Halten Sie mit den Thermo Scientific Nalgene LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht. Ideal für kleine Laborgegenstände, botanische Proben und andere Präparate. Beschreibung: Strapazierfähige Beutel mit Doppelverschlussrillen sind ideal für Kleinteile im Labor und botanische oder andere Proben. Länge (angloamerikanisch): 13 in. Länge (metrisch): 33 cm Breite (angloamerikanisch): 6 in. Breite (metrisch): 15.2 cm Unit Size: Case of 250

# Zusätzliche Informationen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Artikelnummer      | CD-1739 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |

