



Nalgene® LDPE, runde Ballonflasche

Product Images

Beschreibung

Nalgene LDPE, runde Ballonflasche Thermo Scientific Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien. Kapazität (angloamerikanisch): 4 Gallone. Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 83B Beschreibung: Runde LDPE-Ballonflasche mit Griff Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Außendurchmesser (metrisch): 285 mm Kapazität (metrisch): 15 l Typ: Carboy with Handle Zur Verwendung mit (Anwendung): Store and transport reagents Höhe (metrisch) mit Verschluss: 429 mm Enthält: Handles Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Not Autoclavable Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-0513
Hersteller (Marke)	Nalgene

