



Nalgene[®] Autoklavierbare Messeimer

Product Images



Beschreibung

Nalgene Autoklavierbare Messeimer In den widerstandsfähigen und praktischen Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbaren Laboreimern mit Graduierung können Sie verschiedene Substanzen, einschließlich chemischer und korrosiver Flüssigkeiten, aufbewahren. Beschreibung: Graduierter Eimer, 11 qt. Autoklavierbar: Autoclavable Henkelgriff: Yes Kapazität (angloamerikanisch): 11

qt. Graduierungen: Molded Artikelbeschreibung: Bucket Graduated PP 10.4 L Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6
Fassungsvermögen: 10.4 l (11 qt.) Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-1804
Hersteller (Marke)	Nalgene

