



Nalgene[®] Autoklavierbare Messeimer

Product Images



Beschreibung

Nalgene Autoklavierbare Messeimer In den widerstandsfähigen und praktischen Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbaren Laboreimern mit Graduierung können Sie verschiedene Substanzen, einschließlich chemischer und korrosiver Flüssigkeiten, aufbewahren. Beschreibung: 20 x 20cm ; nur Gerät Autoklavierbar: Autoclavable Henkelgriff: Yes Kapazität (angloamerikanisch): 8 qt.

Graduierungen: Molded Artikelbeschreibung: Bucket Graduated PP 7.6 L Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6
Fassungsvermögen: 8 qt., 7.6L Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|---------|
| Artikelnummer | CD-1803 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |

