



Nalgene[®] Polypropylen-Kannen mit Verschluss, 4 l

Product Images



Beschreibung

Nalgene Polypropylen-Kannen mit Verschluss, 4 l Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Kannen eignen sich für die sichere Handhabung korrosiver Flüssigkeiten unter Zuhilfenahme von Gummihandschuhen und des großen Tragegriffs. Fassungsvermögen: 8 l, 2 gal. Kapazität (metrisch): 8 l Kapazität (angloamerikanisch): 2 gal. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Kanne Durchmesser (angloamerikanisch): 7.6 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.5 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 39 mm Enthält: Großer Tragegriff Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Jug Verschlussfarbe: Weiß Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 53B Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss mit TPE-Dichtung Durchmesser (metrisch): 195 mm Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 15.1 Zoll Höhe (metrisch): 385 mm Öffnung: Narrow Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-0531
Hersteller (Marke)	Nalgene

