



Nalgene[®] LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss

Product Images



Beschreibung

Nalgene LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss Schützen Sie sich mit Thermo Scientific Nalgene LDPE-Sicherheitskannen, einer sicheren Alternative zu Glaskannen, vor Auslauf, Bruch und Kontamination. Fassungsvermögen: 20 gal, 5.5 l Kapazität (metrisch): 20 l Kapazität (angloamerikanisch): 5.5 gal Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Sicherheitskanne Durchmesser (angloamerikanisch): 11.2 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 2.5 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Enthält: Integrierter Schultergriff, geformter Bodengriff und eingegossener Ausguss Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Typ:

Safety Dispensing Jug Verschlussfarbe: Weiß Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 83B
Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss, angehängt Durchmesser (metrisch): 286 mm Graduated: No
Höhe (angloamerikanisch): 20.8 Zoll Höhe (metrisch): 528 mm Öffnung: Narrow Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No
Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-0583
Hersteller (Marke)	Nalgene

