



Rötzmeier® Spiranfeuchter (1 Liter): SP1

Product Images



Beschreibung

Sparanfeuchter (1 Liter): SP1 Sicherheitskannen aus Edelstahl, made in Germany (aus Salzkotten) Kanne aus hochwertigem und beständigem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm Zum sicheren Befeuchten, Annetzen oder Tränken von Teilen, Lappen oder Papier Integrierter Pumpmechanismus, überschüssige Flüssigkeit läuft in Behälter zurück Tränkeller federgelagert Flammensicherung im Tränkeller Sicheres Befüllen mit Trichter TR1 Auch poliert mit Aluminiumgriff erhältlich Auch als Dosierkanne (mit Feindosierer D125) oder Lagerkanne (mit Schraubkappe K125) nutzbar, jeweils ergänzt mit Flammensicherung FS125 Annetzkanne, Labortopf, Edelstahl, Gefäß, Gefäße, Behälter, Edelstahlbehälter

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	RZ-0116
Hersteller (Marke)	Rötzmeier

