



Rötzmeier® Sparanfeuchter (10 Liter): SP10

Product Images

Beschreibung

Sparanfeuchter (10 Liter): SP10 Sicherheitsgefäße aus Edelstahl, made in Germany (aus Salzkotten) Gefäß aus hochwertigem und beständigem Edelstahl, Wandstärke 0,8 mm Zum sicheren Befeuchten, Annetzen oder Tränken von Teilen, Lappen oder Papier Integrierter Pumpmechanismus, überschüssige Flüssigkeit läuft in Behälter zurück Tränkeller federgelagert Flammensicherung im Tränkeller Sicheres Befüllen mit Trichter TR1 Annetzkanne, Laborkanne, Laborkannen, Labortopf, Edelstahl, Gefäß, Gefäße, Behälter, Edelstahlbehälter, Transportkanne, Transportbehälter, UN

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	RZ-0119
Hersteller (Marke)	Rötzmeier

