



Rötzmeier® Sparanfeuchter (2 Liter): SP2

Product Images



Beschreibung

Sparanfeuchter (2 Liter): SP2 Kanne aus hochwertigem und beständigem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm Zum sicheren Befeuchten, Annetzen oder Tränken von Teilen, Lappen oder Papier Integrierter Pumpmechanismus, überschüssige Flüssigkeit läuft in Behälter zurück Tränkeller federgelagert Flammensicherung im Tränkeller Auch poliert mit Aluminiumgriff erhältlich Passendes Zubehör: Einstecktrichter gerade für Sicherheitskannen TR1 Selbstschließender Feindosierer 1¼" D125 Schraubkappe 1¼" mit Überdruckventil K125

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	RZ-0117
Hersteller (Marke)	Rötzmeier

