



Thermo Scientific CryoMed IVF-Zubehör

Product Images

Beschreibung

CryoMed IVF-Zubehör umfasst Halter und Kappen für IVF-Applikationen, zur Verwendung mit Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung. Beschreibung: Stockhalter für 1.2 -und 2.0- Fläschchen Zur Verwendung mit (Geräte): All CryoMed Controlled-Rate Freezers Typ: Sechs 1,2 mL oder fünf 2 ml Vials Aufnahmevermögen: Halter Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	LD-0816
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

